

РЕЦЕНЗИЯ

на психодиагностическое приложение Психомер Портала Аттитюд.рф

Психодиагностическое приложение Психомер Портала Аттитюд.рф по своей идее представляет компьютерную психодиагностику как направление исследований, связанное с использованием средств вычислительной техники при проведении обследования или (и) анализе его результатов, а также разработкой и применением компьютерных тестов. Среди всевозможных инструментов выделяют компьютерные версии психодиагностических методик и компьютерные психодиагностические методики.

На сегодня в приложении Психомер представлены компьютерные версии психодиагностических методик (не путать с компьютерными психодиагностическими методиками), представляющие собой инструменты работы психологов, которые являются полным аналогом «бланковых» или «ручных» психодиагностических методик. Они осуществляют автоматизацию процессов администрирования, тестирования, подсчета результатов, учитывая при этом, что психологи умеют интерпретировать полученные данные результатов тестирования.

Объем методик психодиагностического приложения Психомер Портала Аттитюд.рф включает около 30 вариантов психодиагностического инструментария по различным направлениям психологического исследования. Содержит около 30 (на дату написания рецензии) классических, а значит, валидных методик для работы, которые разработчик обещает дополнять.

Процедура подбора необходимой пользователю методики для проведения тестирования оригинально реализована, т.н., «Интеллектуальным поиском» - данный метод позволяет подбирать нужный тест вводя в поле поиска не только название методики, но и примерное направление исследования, что существенно сокращает время и упрощает задачу. В отфильтрованном таким образом списке, можно увидеть краткое описание методик, наводя на них курсор. При желании, щелкнув по названию, можно перейти к форуму, где, в свою очередь, ознакомиться с более подробным описанием.

Перед запуском тестирования система предлагает уточнить данные испытуемого, а также, например, сделать его фото, что, конечно, заметно облегчает работу с результатами в будущем.

Возможности приложения Психомер позволяют в удобном для пользователя виде проводить исследования в нескольких плоскостях, а именно:

а) «он-лайн» – в присутствии психолога или контролирующего лица непосредственно на Портале Аттитюд.рф, вводя данные при помощи компьютера или мобильного устройства;

б) «удаленно» – используя специальную ссылку, которую пользователь направляет испытуемому для проведения тестирования. Процесс проведения диагностики в приложении Психомер выдержан в минималистичном и интуитивно-понятном стиле, что позволяет существенно расширить круг испытуемых за счет пользователей с низким уровнем владения компьютерной техникой.

в) офф-лайн – исследование может проводиться и без использования компьютера или мобильного устройства с помощью специального стимульного материала, который можно распечатать с сайта или приобрести отдельно. (Однако

обработка результатов происходит он-лайн на Портале Аттитюд.рф, посредством ввода полученных данных с бланка в специализированном разделе приложения Психомер).

Удобно реализовано окно инструкции перед запуском тестирования, содержащее несколько вариантов дальнейших действий:

- переход к тестированию он-лайн,
- распечатка стимульных материалов (где это доступно) и проведение тестирования без использования компьютера;
- переход к вводу данных с заполненного бланка.

Распечатка стимульных материалов и бланков специально разделена на две различных операции (печать бланков и инструкции), что позволяет существенно экономить различные ресурсы (материальные, временные) при проведении исследований.

Кроме того, в приложении Психомер существует возможность заполнения пропусков ответов – данная опция требуется в случаях, когда не все ответы были отмечены испытуемым, но для расчета результатов необходимо наличие всех ответов. При этом, разработчик предупреждает, что варианты, предложенные компьютером не являются абсолютно истинными, однако для получения общей картины, данная функция очень полезна.

Полученные данные и расширенную интерпретацию результатов можно сразу распечатать, сохранить в компьютере или отправить на электронную почту для ведения базы данных результатов исследований.

На данном этапе не предусмотрено сохранении банка данных проведенных исследований непосредственно в приложении Психомер (сохранять материалы можно только на компьютере), что ограничивает возможности приложения. Конечно, в дальнейшем, для большего удобства пользователей, разработчикам Портала Аттитюд.рф стоит предусмотреть различные возможности хранения данных непосредственно в приложении, а также их статистической обработки.

Помимо психодиагностического приложения Портал Аттитюд.рф содержит целый ряд функций удобных профессиональному психологу:

а) поиск по электронным библиотекам – позволяет найти доступную информацию в открытых и легальных интернет-источниках;

б) правовой раздел содержит сборник ссылок на правовые акты и комментарии регулирующие или просто касающиеся профессиональной работы психолога;

в) элементы социальной сети позволяют пользователю общаться с коллегами, делиться полезной и актуальной информацией, создавать мероприятия и приглашать на них других участников сообщества;

г) медиатека портала представляет материалы полезные для повседневной работы педагога-психолога и других специалистов, постоянно пополняется.

Данные сервисы - элементы социальной сети, форум и медиатека - позволяют пользователям налаживать профессиональные связи, обмениваться опытом и находить ответы на актуальные вопросы. Интерфейс приложения Психомер выдержан в интуитивно понятном минималистическом стиле, что позволяет быстро научиться пользоваться сервисом даже человеку, далекому от новых технологий.

Таким образом, компьютерный психодиагностический инструментарий (в его различных вариантах) – это сложный аппаратно-программный комплекс,

позволяющий психологам осуществлять психодиагностическое исследование испытуемого. Опыт работы с такими инструментами позволяет сформулировать некоторые ощутимые положительные эффекты, получаемые специалистом-психологом, благодаря использованию автоматизации процесса психологического диагностического исследования:

- повышение эффективности работы психолога за счет скорости обработки данных и получения результатов тестирования;
- предоставление психологу возможности сконцентрироваться на решении сугубо профессиональных задач благодаря освобождению его от трудоемких рутинных операций первичной обработки данных;
- повышение четкости, тщательности и чистоты психологического исследования за счет увеличения точности регистрации результатов и исключения ошибок обработки исходных данных, неизбежных при ручных методах расчета выходных показателей;
- возможность проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические исследования путем одновременного тестирования многих испытуемых;
- повышение уровня стандартизации условий психодиагностического исследования за счет единообразного инструктирования испытуемых и предъявления заданий вне зависимости от индивидуальных особенностей исследуемого и экспериментатора;
- возможность для испытуемого быть более открытым и естественным во время эксперимента благодаря конфиденциальности автоматизированного тестирования;
- возможность систематически накапливать и хранить не только данные об испытуемом, но и сами результаты тестирования (пока только во внешнем приложении);

В целом, психодиагностическое приложение Психомер Портала Аттитюд.рф доступно и удобно, поэтому, может быть рекомендовано для использования в повседневной работе профессионального психолога, т.к. не только содержательная сторона приложения Психомер отвечает всем требованиям психологической диагностики, но и интуитивно-понятный интерфейс позволяет быстро обучиться работе с системой, имея только навыки пользователя в области компьютерной грамотности.

Рецензент:

зав. лабораторией психолого-педагогического
сопровождения ФГОС кафедры психологии и педагогики
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»,
к. психол.н., доцент



Климова И.В.

